

OREUS

Chariot ERGO Journée



Chariot de distribution Agencement Journée

Préparer à la journée, distribuer sereinement.



Produit :

Chariot pré-équipé ERGO
Agencement Journée

Gamme :

OREUS®

Référence :

1757

Dimensions :

830 × 650 × 1030 / 1080 mm

Poids :

35 kg (à vide)
53 kg (avec tiroirs)

Matériaux :

Base ABS thermoformée sur cadre
acier

Conditions de stockage :

Pièce sèche et aérée, température
ambiante (15-25°C)

Garantie :

3 ans

Descriptif conditionnement

Conditionnement :

1 pièce

Poids :

77 kg (palette incluse)

NOTE : Disponible en version 100% personnalisable selon vos besoins.

Le **chariot ERGO Journée pré-équipé** est conçu pour la préparation des traitements à la journée, avec une gestion nominative du Hors Pilulier (HP) pouvant aller **jusqu'à 56 patients**.

Sa configuration combine **5 tiroirs dédiés aux plateaux de distribution et 2 tiroirs HP équipés de kits de séparation**, permettant une organisation claire, structurée et sécurisée des traitements. La fermeture centralisée par digicode, associée à une conception robuste et ergonomique, garantit la sécurisation du contenu tout au long de la tournée.

Pensé pour un **usage quotidien intensif**, le chariot ERGO Journée offre un confort de travail optimal grâce à ses poignées sur trois côtés, sa tablette écriteoire latérale intégrée et sa grande maniabilité.

Fonctionnalités

- Préparation et distribution des traitements à la journée
- Organisation nominative des traitements par résident
- Distribution des piluliers TEMPO® et MULTI®
- Gestion intégrée du Hors Pilulier (HP)
- Séparation claire des traitements par résident et par type (pilulier / HP)
- Organisation structurée et visuelle des plateaux de distribution
- Sécurisation du contenu par fermeture à digicode
- Maniabilité facilitant les tournées de distribution
- Adapté aux organisations de soins en EHPAD et établissements médico-sociaux

Produits complémentaires

Bras articulé
pour PC

Plateaux de
distribution

Broyeur de
médicaments

Étiquettes HP,
Microtubes et
sachets

OREUS

Chariot ERGO Journée



Configuration & Accessoires

Un chariot qui s'adapte à votre organisation



Caractéristiques Techniques



Composition des tiroirs

- 5 petits tiroirs (plateaux de distribution OREUS)
- 2 tiroirs moyens HP (avec kits de séparations 1/6)



Glissières télescopiques

Ouverture jusqu'à 110%



Rails latéral

avec poubelle et support OPCT



Fermeture centralisé

par digicode (clé bypass)



Tablette écritoire latéral

Surface A3



Roulette pivotante

Ø125 mm, dont 2 avec frein

Les options

Bras articulé pour PC

(Référence 1876)



Plateaux de distribution

(Référence 273 et 341 pour le HP)



Broyeur de médicaments

(Référence 1083)



Préconisation d'entretien

- À nettoyer régulièrement à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide, avec un produit détergent-désinfectant compatible milieu de soins.
- Ne pas utiliser d'eau chaude, de produits abrasifs ou procéder à une pulvérisation directe sur le chariot.