

OREUS

Chariot NANO



Chariot de distribution compact

Le chariot compact, pour une distribution à la journée adapté aux petites structures.



Produit :

Chariot pré-équipé NANO agencement Journée

Gamme :

OREUS®

Référence :

1759

Dimensions :

571 x 594 x 1030 / 1015 mm

Poids :

24 kg (à vide)
50 kg (avec tiroirs)

Matériaux :

base ABS thermoformée sur cadre

Conditions de stockage :

Pièce sèche et aérée, température ambiante (15-25°C)

Garantie :

3 ans

Descriptif technique

Conditionnement :

1 pièce sur palette 80 x 120 cm

Poids :

75 kg (palette incluse)

NOTE : Disponible en version 100% personnalisable selon vos besoins.

Le **chariot NANO® Oréus** est un chariot de distribution conçu pour la préparation à la journée et la gestion nominative du Hors Pilulier (HP) **jusqu'à 32 patients**.

NANO® constitue une solution adaptée aux petites structures, ne nécessitant pas un chariot de grande capacité, tout en conservant les standards de sécurité, de robustesse et d'ergonomie Oréus.

Fonctionnalités

- Préparation à la journée
- Gestion nominative du HP (jusqu'à 32 patients)
- Organisation sécurisée des piluliers et du HP
- Distribution des piluliers TEMPO® et MULTI
- Adapté aux petites structures

Caractéristiques Techniques

- Compatible TEMPO® et MULTI®
- 5 tiroirs pour plateaux de distribution Oréus (16 ou 27 patients / plateau)
- 2 tiroirs HP avec cloisonnement modulable (16 compartiments avec porte-étiquettes)
- Glissières télescopiques premium (ouverture 110 %)
- Fermeture centralisée par digicode
- Poignées 3 côtés, rebords anti-chutes, bord anti-gouttes
- Rail latéral avec poubelle fermée et support OPCT
- 4 roues Ø 125 mm (2 avec frein), non traçantes, anti-fil
- Couleur des réglettes au choix

Produits complémentaires

Bras articulé pour PC

Plateaux de distribution

Broyeur de médicaments

Étiquettes HP, Microtubes et sachets

OREUS

Chariot NANO



Configurations et Accessoires

Le chariot compact, pour une distribution à la journée adapté aux petites structures.



Caractéristiques Techniques



Composition des tiroirs

- 5 petits tiroirs (plateaux de distribution OREUS)
- 2 tiroirs moyens HP (avec kits de séparations 1/6)



Fermeture centralisé
par digicode (clé bypass)



Glissières télescopiques
Ouverture jusqu'à 110%



Roulette pivotante
Ø125 mm, dont 2 avec frein

Caractéristiques Techniques

Bras articulé pour PC
(Référence 1869)



Plateaux de distribution
(Référence 273 et 412 pour le HP)



Broyeur de médicaments
(Référence 1083)



Préconisation d'entretien

- À nettoyer régulièrement à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide, avec un produit détergent-désinfectant compatible milieu de soins.
- Ne pas utiliser d'eau chaude, de produits abrasifs ou procéder à une pulvérisation directe sur le chariot.