

# FLEXI®

## eBOX



**La boîte de stockage et de distribution par temps de prise – 24 patients**

**Conditionner, transporter et distribuer les traitements sans préparation de plateaux.**



### Descriptif technique

**Produit :**

eBOX 3en1 24 patients PPE

**Gamme :**

FLEXI®

**Référence :**

1250

**Dimensions :**

120 x 480 x 305 mm

**Poids :**

930 g (à vide)

**Matériaux :**

Polypropylène renforcé et Couvercle en PLA (matière d'origine végétale)

**Conditions de stockage :**

Pièce sèche et aérée, température ambiante (15-25°C)

**Garantie :**

12 mois

### Descriptif emballage

**Conditionnement :**

1 pièce

**Dimensions et Poids :**

Selon configuration et quantité commandée.

La eBOX FLEXI® est un système 3-en-1 permettant de conditionner, transporter et distribuer les traitements sans préparation de plateaux en établissement.

Préparés en pharmacie, les piluliers FLEXI® ou FLEXICARE® sont livrés prêts à être distribués, assurant une continuité sécurisée jusqu'à l'administration.

En établissement, la eBox est reconnue automatiquement sur le e-chariot FLEXI® ; le guidage lumineux identifie immédiatement le bon pilulier.

Résultat : gain de temps pour les soignants, réduction des erreurs médicamenteuses et distribution fluide, même en période de forte activité.

### Fonctionnalités

- Système 3-en-1 : conditionnement, transport et distribution
- 1 eBox = 1 temps de prise, sans préparation de plateaux
- Compatible FLEXI® / FLEXICARE®, jusqu'à 24 résidents /eBOX
- Reconnaissance automatique + guidage lumineux Oréus
- Traçabilité complète jusqu'à l'administration

### Préconisations et Entretien

- Produit sensible à la chaleur. Ne pas exposer à une température >45°C (risque de déformation).
- Nettoyer avec un spray détergent et désinfectant type Surfa'Safe Anios.
- Ne pas laver à l'eau chaude.

### Produits liés

PREVA®

Socle FLEXI®

eCHARIOT®